



### **Description d'article**

|                       |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 83.3932.500                                                                                                                                                               |
| Description d'article | Insert de CT, pour plaques de 24 puits, membrane : PET, translucide, taille des pores : 5 µm, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister |
| Code NACRES           | NB.13                                                                                                                                                                     |

### **Caractéristiques du produit**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Compatible avec       | plaques de 24 puits |
| Forme du fond         | fond plat           |
| Surface de croissance | 0.3 cm <sup>2</sup> |
| Volume de travail     | 0,1 ml - 0,4 ml     |
| Type de récipient     | Insert de CT        |
| Taille des pores      | 5                   |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## **Dimensions**

Hauteur du produit 16.32 mm

## **Matériau et coloris**

Matériau de la membrane Polyéthylène téréphthalate (PET)

Matériau du cadre Polystyrène (PS)

## **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique

Stérilisation X-Ray

Apyrogène oui

Non cytotoxique oui

Alloti oui

## **Conditionnement**

Minimum order qty. 48

Type d'emballage intérieur blister

pièces / boîte 48

pièces / carton 1440

pièces / pallet 23040

Profondeur du carton intérieur 196 mm

Largeur du carton intérieur 104 mm

Hauteur du carton intérieur 131 mm

Profondeur du carton 410 mm

Largeur du carton 435 mm

Hauteur du carton 550 mm

Volume du carton 0.0981 cbm

Poids du produit 0.0032 kg

Poids du carton 7.87 kg

Code EAN de la boîte 4038917371438

Code EAN du carton  
d'emballage 4038917371421

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

