



Description d'article

Numéro de commande	83.3932.800
Description d'article	Insert de CT, pour plaques 24 puits, membrane : PET, translucide, taille des pores : 8 µm, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Compatible avec	plaques 24 puits
Forme du fond	fond plat
Surface de croissance	0.3 cm ²
Volume de travail	0,1 ml - 0,4 ml
Type de récipient	Insert de CT
Taille des pores	8 µm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Hauteur du produit 16.32 mm

Matériau et coloris

Matériau de la membrane Polyéthylène téréphthalate (PET)
Matériau du cadre Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit non réglementé
Certifié CE pas de marquage CE
Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation X-Ray
Apyrogène oui
Non cytotoxique oui
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 48
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 48
pièces / carton 1440
pièces / pallet 23040
Profondeur du carton intérieur 196 mm
Largeur du carton intérieur 104 mm
Hauteur du carton intérieur 131 mm
Profondeur du carton 550 mm
Largeur du carton 415 mm
Hauteur du carton 440 mm
Volume du carton 0.1004 cbm
Poids du produit 0.0032 kg
Poids du carton 7.87 kg
Code EAN de la boîte 4038917371469
Code EAN du carton 4038917371452
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

