



### **Description d'article**

Numéro de commande	83.9923.929
Description d'article	Tube de culture cellulaire, 10 ml, (L x Ø) : 97 x 16 mm, fond conique à jupe, PS, Traitement CT, pour Cultures en suspension et monocouches, stérile, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type cellulaire	Cultures en suspension et monocouches
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	10 ml
Type de récipient	Tube
Type de traitement de surface	Traitement CT
Couleur de codage	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	97 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène (PE)
Couleur du bouchon	rouge

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	1000
pièces / pallet	20000
Profondeur du carton	428 mm
Largeur du carton	438 mm
Hauteur du carton	372 mm
Volume du carton	0.0697 cbm
Poids du produit	0.0084 kg
Poids du carton	9.2 kg
Code EAN de la boîte	4038917154611
Code EAN du carton d'emballage	4038917027878

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

