



Description d'article

Numéro de commande	83.9923.943
Description d'article	Tube de culture cellulaire, 12 ml, (L x Ø) : 99 x 16 mm, fond rond, PS, Traitement TC, pour Cultures en suspension et monocouches, stérile, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type cellulaire	Cultures en suspension et monocouches
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	12 ml
Type de récipient	Tube
Type de traitement de surface	Traitement TC
Couleur de codage	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	99 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène (PE)
Couleur du bouchon	rouge

Pureté et certification

Catégorie de produit	non réglementé
Certifié CE	pas de marquage CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	1000
pièces / pallet	24000
Profondeur du carton	428 mm
Largeur du carton	370 mm
Hauteur du carton	432 mm
Volume du carton	0.0684 cbm
Poids du produit	0.0067 kg
Poids du carton	7.5 kg
Code EAN de la boîte	4038917154628
Code EAN du carton d'emballage	4038917027885

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

