




Description d'article

Numéro de commande	94.6000.014
Description d'article	lumox® multiwell, Plaque de culture cellulaire, avec film de fond, 24 puits, châssis : noir, châssis : PS, pour cellules adhérentes, fond plat, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle coiffant
Version	avec film de fond
Type cellulaire	cellules adhérentes
Forme du fond	fond plat
Nombre de puits	24
Surface de croissance	1.9 cm ²
Volume de travail	500 µl - 1.500 µl
Type de récipient	Plaque
Couleur de codage	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Dimensions

Largeur du produit	85.48 mm
Hauteur du produit	23.4 mm
Longueur du produit	127.76 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	lumox®
Matériau du cadre	Polystyrène (PS)
Couleur cadre	noir

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Irradiation électronique
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	4
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	4
pièces / carton	16
pièces / pallet	1024
Profondeur du carton	268 mm
Largeur du carton	191 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0051 cbm
Poids du produit	0.0653 kg
Poids du carton	1.93 kg
Code EAN de la boîte	4038917254571
Code EAN du carton d'emballage	4038917254564

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

