



### **Description d'article**

Numéro de commande	94.6077.305
Description d'article	lumox® dish 50, Boîte de culture cellulaire, avec film de fond, Ø: 50 mm, pour cellules de suspension, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	couvercle coiffant
Version	avec film de fond
Type cellulaire	cellules de suspension
Forme du fond	fond plat
Surface de croissance	20.35 cm <sup>2</sup>
Volume de travail	5 ml - 10 ml
Type de récipient	Boîte
Couleur de codage	vert

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	50 mm
Hauteur du produit	12 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	lumox®
Matériau du cadre	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Irradiation électronique
Apyrogène	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	200
pièces / pallet	7200
Profondeur du carton	362 mm
Largeur du carton	162 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0073 cbm
Poids du produit	0.01 kg
Poids du carton	3.52 kg
Code EAN de la boîte	4038917256070
Code EAN du carton	4038917256063
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

