



### **Description d'article**

Numéro de commande	94.6077.333
Description d'article	lumox® dish 35, Boîte de culture cellulaire, avec film de fond, Ø: 35 mm, pour cellules de suspension, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	couvercle coiffant
Version	avec film de fond
Type cellulaire	cellules de suspension
Forme du fond	fond plat
Surface de croissance	6.35 cm <sup>2</sup>
Volume de travail	2,5 ml
Type de récipient	Boîte
Couleur de codage	vert

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	35 mm
Hauteur du produit	6 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	lumox®
Matériau du cadre	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Irradiation électronique
Apyrogène	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	250
pièces / pallet	15000
Profondeur du carton	348 mm
Largeur du carton	253 mm
Hauteur du carton	265 mm
Volume du carton	0.0233 cbm
Poids du produit	0.0037 kg
Poids du carton	1.91 kg
Code EAN de la boîte	4038917255141
Code EAN du carton	4038917255134
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

