



### **Description d'article**

Numéro de commande	94.6190.002
Description d'article	Chambres de culture cellulaire x-well, flacon, sur lamelle couvre-objet, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 6 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	bouchon à vis
Version	sur lamelle couvre-objet
Type cellulaire	cellules adhérentes
Nombre de puits	1
Surface de croissance	9 cm <sup>2</sup>
Volume de travail	4 ml
Cadre amovible	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Largeur du produit	24 mm
Longueur du produit	60 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	verre borosilicate
Matériau du cadre	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	non réglementé
Certifié CE	pas de marquage CE
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	6
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	6
pièces / carton	96
pièces / pallet	8064
Profondeur du carton intérieur	127 mm
Largeur du carton intérieur	28 mm
Hauteur du carton intérieur	259 mm
Profondeur du carton	275 mm
Largeur du carton	270 mm
Hauteur du carton	255 mm
Volume du carton	0.0189 cbm
Poids du produit	0.0109 kg
Poids du carton	2.03 kg
Code EAN de la boîte	4038917256643
Code EAN du carton d'emballage	4038917256636

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

