



### **Description d'article**

Numéro de commande	83.1826.001
Description d'article	Filtre pour seringue, Filtropur S, membrane : PES, surface de filtration : 6,2 cm <sup>2</sup> , taille des pores : 0,2 µm, pour la filtration stérile, raccord : Luer Lock, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.24

### **Caractéristiques du produit**

Exemple d'utilisation	pour la filtration stérile
Filtre	oui
Surface du filtre	6.2 cm <sup>2</sup>
Taille des pores	0,2
Raccord	Luer Lock

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre 33 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Méthacrylate-butadiène-styrène (MBS)

Couleur du produit bleu

Matériau de la membrane Polyéthersulfone (PES)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique

Stérilisation Radiation gamma

Apyrogène oui

Non cytotoxique oui

Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 50

Type d'emballage intérieur blister

pièces / boîte 50

pièces / carton 500

pièces / pallet 12000

Profondeur du carton 375 mm

Largeur du carton 285 mm

Hauteur du carton 530 mm

Volume du carton 0.0566 cbm

Poids du produit 0.0042 kg

Poids du carton 3.1 kg

Code EAN de la boîte 4038917133913

Code EAN du carton  
d'emballage 4038917025256

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

