



### **Description d'article**

Numéro de commande	83.3940.505
Description d'article	Flacon collecteur, pour Filtropur BT 25, 250 ml, bouchon à vis, bouchon assemblé, stérile, apyrogène, non cytotoxique, exempt de DNase/Rnase, 1 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	Filtropur BT 25
Volume de travail	250 ml
Type de récipient	flacon
Filtre	non

### **Dimensions**

Volume nominal	250 ml
Volume de filtration	250 ml
Hauteur du produit	10.79 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène, non cytotoxique, exempt de DNase/Rnase
Stérilisation	Irradiation électronique
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	24
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	24
pièces / pallet	840
Profondeur du carton	433 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	236 mm
Volume du carton	0.0366 cbm
Poids du produit	0.0552 kg
Poids du carton	2.77 kg
Code EAN de la boîte	4038917969369
Code EAN du carton d'emballage	4038917969376

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

