



Description d'article

Numéro de commande	83.3941.505
Description d'article	Flacon collecteur, pour Filtropur BT 50, 500 ml, bouchon à vis, bouchon assemblé, stérile, apyrogène, non cytotoxique, exempt de DNase/Rnase, 1 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	Filtropur BT 50
Volume de travail	500 ml
Type de récipient	flacon
Filtre	non

Dimensions

Volume nominal	500 ml
Volume de filtration	500 ml
Hauteur du produit	13.93 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène, non cytotoxique, exempt de DNase/Rnase
Stérilisation	Irradiation électronique
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	24
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	24
pièces / pallet	576
Profondeur du carton	512 mm
Largeur du carton	391 mm
Hauteur du carton	329 mm
Volume du carton	0.0659 cbm
Poids du produit	0.0096 kg
Poids du carton	2.14 kg
Code EAN de la boîte	4038917968911
Code EAN du carton d'emballage	4038917968928

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

