



## Description d'article

Numéro de commande	83.3942.005
Description d'article	Flacon collecteur, pour Filtropur BT 100, 1.000 ml, bouchon à vis, bouchon assemblé, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.24

## Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	Filtropur BT 100
Volume de travail	1.000 ml
Type de récipient	flacon
Filtre	non

## Dimensions

Volume nominal	1.000.00 ml
Volume de filtration	1000 ml
Hauteur du produit	15.04 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)

### Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

### Conditionnement

Minimum order qty.	24
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	24
pièces / pallet	288
Volume du carton	0.0863 cbm
Poids du produit	0.1151 kg
Poids du carton	5.31 kg
Code EAN de la boîte	4038917412445
Code EAN du carton d'emballage	4038917412438

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

