



Description d'article

Numéro de commande	83.3945.999
Description d'article	Adaptateur de tamis cellulaire, pour tubes de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm et 12 x 75 mm, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm et 12 x 75 mm
-----------------	---

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Conditionnement

Minimum order qty.	25
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	25
pièces / carton	200
pièces / pallet	8400
Profondeur du carton	229 mm
Largeur du carton	330 mm
Hauteur du carton	584 mm
Volume du carton	0.0441 cbm
Poids du produit	0.0053 kg
Poids du carton	2 kg
Code EAN de la boîte	4038917415323
Code EAN du carton d'emballage	4038917415316

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

