



Description d'article

Numéro de commande	94.6077.410
Description d'article	lumox® dish 50, Boîte de culture cellulaire, avec film de fond, Ø: 50 mm, pour cellules adhérentes, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle coiffant
Version	avec film de fond
Type cellulaire	cellules adhérentes
Forme du fond	fond plat
Surface de croissance	20.35 cm ²
Volume de travail	5 ml - 10 ml
Type de récipient	Boîte
Couleur de codage	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

Diamètre	50 mm
Hauteur du produit	12 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	lumox®
Matériau du cadre	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Irradiation électronique
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	200
pièces / pallet	7200
Profondeur du carton	362 mm
Largeur du carton	162 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0073 cbm
Poids du produit	0.009 kg
Poids du carton	4.59 kg
Code EAN de la boîte	4038917255233
Code EAN du carton d'emballage	4038917255226

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

