



Description d'article

Numéro de commande	90.189.220
Description d'article	Filtre de rechange, pour Automatic-Sarpette® , taille des pores : 0,45 µm, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.05

Caractéristiques du produit

Compatible avec	Automatic-Sarpette®
Taille des pores	0,45

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	5
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	500
pièces / pallet	54000

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Spécification de produit
Filtre de rechange, pour Automatic-Sarpette® ,
taille des pores : 0,45 µm

Page 2

Profondeur du carton	308 mm
Largeur du carton	223 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0134 cbm
Poids du produit	0.002 kg
Poids du carton	1.21 kg
Code EAN de la boîte	4038917419024
Code EAN du carton d'emballage	4038917419017

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2024-03-28

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT