



### **Description d'article**

Numéro de commande	90.3100.002
Description d'article	Sarpette® M, monocanal, variable, 0,1 µl - 2 µl, gris, 1 pièce(s)/carton

### **Caractéristiques du produit**

Volume de travail	0,1 µl - 2 µl
Couleur de codage	gris
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

### **Matériau et coloris**

Couleur du produit	gris
--------------------	------

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## **Conditionnement**

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	1
Profondeur du carton intérieur	315 mm
Largeur du carton intérieur	90 mm
Hauteur du carton intérieur	30 mm
Poids du produit	0.088 kg
Code EAN de la boîte	4038917934657
Code EAN du carton d'emballage	4038917934664

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

