



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 90.3112.300 |
| Description d'article | Sarpette® M, 12 canaux, variable, 30 µl - 300 µl, orange, 1 pièce(s)/carton |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Volume de travail | 30 µl - 300 µl |
| Couleur de codage | orange |
| Possibilité d'autoclavage (°C max.) | 121 °C |

Matériau et coloris

| | |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | gris |
|--------------------|------|

Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Alloti | non |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 1 |
| Type d'emballage intérieur | carton |
| pièces / boîte | 1 |
| pièces / carton | 1 |
| pièces / pallet | 1 |
| Profondeur du carton intérieur | 288 mm |
| Largeur du carton intérieur | 150 mm |
| Hauteur du carton intérieur | 28 mm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917937740 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917937757 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

