



## Description d'article

Numéro de commande	90.3112.300
Description d'article	Sarpette® M, 12 canaux, variable, 30 µl - 300 µl, orange, 1 pièce(s)/carton

## Caractéristiques du produit

Volume de travail	30 µl - 300 µl
Couleur de codage	orange
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

## Matériau et coloris

Couleur du produit	gris
--------------------	------

## Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	1
Profondeur du carton intérieur	288 mm
Largeur du carton intérieur	150 mm
Hauteur du carton intérieur	28 mm
Poids du produit	0.2 kg
Code EAN de la boîte	4038917937740
Code EAN du carton d'emballage	4038917937757

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

