

Spécification de produit

Auxiliaire de pipettage, rotatif, capacité de stockage : 6, pour Pipettes à un canal jusqu'à 1 000 µl, 1 pièce(s)/carton

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 95.1760.200

Description d'article Auxiliaire de pipettage, rotatif, capacité de stockage : 6,

pour Pipettes à un canal jusqu'à 1 000 µl, 1 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Compatible avec Pipettes à un canal jusqu'à 1 000 µl

Capacité de stockage 6

Matériau et coloris

Couleur du produit blanc/rouge

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit

Auxiliaire de pipettage, rotatif, capacité de stockage : 6, pour Pipettes à un canal jusqu'à 1 000 µl, 1 pièce(s)/carton

Page 2

Conditionnement

Minimum order qty. 1

Type d'emballage intérieur carton

pièces / boite 1
pièces / carton 4
pièces / pallet 144
Profondeur du carton intérieur 230 mm

Largeur du carton intérieur 150 mm
Hauteur du carton intérieur 150 mm
Profondeur du carton 360 mm
Largeur du carton 330 mm
Hauteur du carton 250 mm
Volume du carton 0.0297 cbm

Poids du produit 0.68 kg Poids du carton 3.16 kg

 Code EAN de la boite
 4038917937863

 Code EAN du carton
 4038917937870

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

