


Spécification de produit Pipette de transfert, 1 ml, (L x l) : 115 x 10 mm, LD-PE, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 86.1170.300

Description d'article Pipette de transfert, volume nominal : 1 ml, (L x l) : 115 x 10

mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 40

μΙ - 50 μΙ

Caractéristiques du produit

Graduation oui

Dimensions

Volume nominal 1 ml
Largeur du produit 10 mm
Longueur du produit 115 mm
Volume des gouttes 40 µl - 50 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Pipette de transfert, 1 ml, (L x l) : 115 x 10 mm, LD-PE, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
pièces / boite 500
pièces / carton 4000
pièces / pallet 156000
Volume du carton 0.0401 cbm
Poids du produit 0.001 kg
Poids du carton 4.55 kg

 Code EAN de la boite
 4038917378352

 Code EAN du carton
 4038917378345

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

