



### **Description d'article**

Numéro de commande	86.1171.020
Description d'article	Pipette de transport, volume nominal : 3,5 ml, (L x l) : 155 x 15 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 35 µl - 55 µl, stérile, 20 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
------------	-----

### **Dimensions**

Volume nominal	3,5 ml
Largeur du produit	15 mm
Longueur du produit	155 mm
Volume des gouttes	35 µl - 55 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





**Spécification de produit**  
**Pipette de transport, 3,5 ml, (L x I) : 155 x 15 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Label de pureté stérile  
Stérilisation Irradiation électronique  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 4000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 4000  
pièces / pallet 64000  
Volume du carton 0,1359 cbm  
Poids du produit 0,002 kg  
Poids du carton 10,18 kg  
Code EAN de la boîte 4038917318280  
Code EAN du carton 4038917318273  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2022-01-20

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**