



### **Description d'article**

Numéro de commande	86.1171.301
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 3,5 ml, (L x l) : 155 x 15 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 35 µl - 55 µl, stérile, 1 pièce(s)/blister

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
------------	-----

### **Dimensions**

Volume nominal	3.5 ml
Largeur du produit	15 mm
Longueur du produit	155 mm
Volume des gouttes	35 µl - 55 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 155 x 15 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit non réglementé  
Certifié CE pas de marquage CE  
Label de pureté stérile  
Stérilisation Irradiation électronique  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 500  
Type d'emballage intérieur blister  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 4000  
pièces / pallet 30240  
Profondeur du carton 610 mm  
Largeur du carton 444 mm  
Hauteur du carton 502 mm  
Volume du carton 0.1359 cbm  
Poids du produit 0.0023 kg  
Poids du carton 9.55 kg  
Code EAN de la boîte 4038917378772  
Code EAN du carton d'emballage 4038917378765

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2026-03-17

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**