


Spécification de produit Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 156 x 12,5 mm, LD-PE, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 86.1172.001

Description d'article Pipette de transfert, volume nominal : 3,5 ml, (L x l) : 156 x

12,5 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 30 μl - 45 μl, graduation moulée jusqu'à 1 ml,

stérile, 1 pièce(s)/blister

Code NACRES NB.04

Caractéristiques du produit

Graduation oui

Dimensions

Volume nominal 3.5 ml
Largeur du produit 12.5 mm
Longueur du produit 156 mm
Volume des gouttes 30 µl - 45 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 156 x 12,5 mm, LD-PE, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Label de pureté stérile

Stérilisation Stérilisation au gaz

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 840 Type d'emballage intérieur blister pièces / boite 42 840 pièces / carton pièces / pallet 30240 Profondeur du carton 578 mm 368 mm Largeur du carton Hauteur du carton 195 mm Volume du carton 0.0415 cbm Poids du produit 0.0013 kg Poids du carton 2.42 kg

 Code EAN de la boite
 4038917126281

 Code EAN du carton
 4038917020565

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

