



Spécification de produit
Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 156 x 12,5 mm,
LD-PE, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1172.010
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 3,5 ml, (L x l) : 156 x 12,5 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 30 µl - 45 µl, graduation moulée jusqu'à 1 ml, stérile, 10 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.04

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
------------	-----

Dimensions

Volume nominal	3.5 ml
Largeur du produit	12.5 mm
Longueur du produit	156 mm
Volume des gouttes	30 µl - 45 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-04-25

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 156 x 12,5 mm,
LD-PE, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Stérilisation au gaz
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1200
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 300
pièces / carton 1200
pièces / pallet 33600
Profondeur du carton intérieur 261 mm
Largeur du carton intérieur 161 mm
Hauteur du carton intérieur 231 mm
Profondeur du carton 533 mm
Largeur du carton 333 mm
Hauteur du carton 250 mm
Volume du carton 0.0444 cbm
Poids du produit 0.0013 kg
Poids du carton 2.79 kg
Code EAN de la boîte 4038917353151
Code EAN du carton 4038917353120
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-25

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT