




Spécification de produit
Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 156 x 12,5 mm,
LD-PE, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1172
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 3,5 ml, (L x l) : 156 x 12,5 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 30 µl - 45 µl, graduation moulée jusqu'à 1 ml, 500 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
------------	-----

Dimensions

Volume nominal	3.5 ml
Largeur du produit	12.5 mm
Longueur du produit	156 mm
Volume des gouttes	30 µl - 45 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	56000
Profondeur du carton intérieur	261 mm
Largeur du carton intérieur	161 mm
Hauteur du carton intérieur	231 mm
Profondeur du carton	533 mm
Largeur du carton	333 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0444 cbm
Poids du produit	0.0013 kg
Poids du carton	3.47 kg
Code EAN de la boîte	4038917085588
Code EAN du carton d'emballage	4038917004220

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

