




Description d'article

Numéro de commande	86.1173.020
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 3,5 ml, (L x l) : 155 x 12,5 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 30 µl - 45 µl, stérile, 20 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
------------	-----

Dimensions

Volume nominal	3.5 ml
Largeur du produit	12.5 mm
Longueur du produit	155 mm
Volume des gouttes	30 µl - 45 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 155 x 12,5 mm,
LD-PE, transparent

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	4000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	4000
pièces / pallet	64000
Volume du carton	0.1309 cbm
Poids du produit	0.0016 kg
Poids du carton	8.32 kg
Code EAN de la boîte	4038917318372
Code EAN du carton d'emballage	4038917318365

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

