




Spécification de produit
Pipette de transport, 3,5 ml, (L x l) : 155 x 12,5 mm, LD-PE, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 86.1173.300
Description d'article Pipette de transport, volume nominal : 3,5 ml, (L x l) : 155 x 12,5 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 30 µl - 45 µl

Caractéristiques du produit

Graduation non

Dimensions

Volume nominal 3,5 ml
Largeur du produit 12,5 mm
Longueur du produit 155 mm
Volume des gouttes 30 µl - 45 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-01-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Pipette de transport, 3,5 ml, (L x l) : 155 x 12,5 mm, LD-PE, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
pièces / boîte 500
pièces / carton 5000
pièces / pallet 56000
Volume du carton 0,0994 cbm
Poids du produit 0,0012 kg
Poids du carton 6,89 kg
Code EAN de la boîte 4038917378475
Code EAN du carton d'emballage 4038917378468

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-01-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT