




**Spécification de produit**  
**Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 155 x 12,5 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Page 1**



### **Description d'article**

Numéro de commande	86.1173
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 3,5 ml, (L x l) : 155 x 12,5 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 30 µl - 45 µl, 500 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
------------	-----

### **Dimensions**

Volume nominal	3.5 ml
Largeur du produit	12.5 mm
Longueur du produit	155 mm
Volume des gouttes	30 µl - 45 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-04

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 155 x 12,5 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 2000  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 56000  
Profondeur du carton intérieur 261 mm  
Largeur du carton intérieur 161 mm  
Hauteur du carton intérieur 231 mm  
Profondeur du carton 533 mm  
Largeur du carton 333 mm  
Hauteur du carton 250 mm  
Volume du carton 0.0444 cbm  
Poids du produit 0.0009 kg  
Poids du carton 2.72 kg  
Code EAN de la boîte 4038917085595  
Code EAN du carton 4038917004237  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-04

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**