




Spécification de produit
Pipette de transfert, 6 ml, (L x l) : 152 x 15 mm,
LD-PE, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1174.020
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 6 ml, (L x l) : 152 x 15 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 40 µl - 55 µl, stérile, 20 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
------------	-----

Dimensions

Volume nominal	6 ml
Largeur du produit	15 mm
Longueur du produit	152 mm
Volume des gouttes	40 µl - 55 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-04-26

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Pipette de transfert, 6 ml, (L x l) : 152 x 15 mm,
LD-PE, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 3200
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 400
pièces / carton 3200
pièces / pallet 48000
Volume du carton 0.1395 cbm
Poids du produit 0.0023 kg
Poids du carton 8.95 kg
Code EAN de la boîte 4038917318402
Code EAN du carton 4038917318396
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-26

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT