




Spécification de produit
Pipette de transfert, 6 ml, (L x l) : 152 x 15 mm,
LD-PE, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1174.300
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 6 ml, (L x l) : 152 x 15 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 40 µl - 55 µl

Caractéristiques du produit

Graduation	non
------------	-----

Dimensions

Volume nominal	6 ml
Largeur du produit	15 mm
Longueur du produit	152 mm
Volume des gouttes	40 µl - 55 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2023-05-28

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Pipette de transfert, 6 ml, (L x I) : 152 x 15 mm,
LD-PE, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 400
pièces / boîte 400
pièces / carton 4000
pièces / pallet 44800
Volume du carton 0.0994 cbm
Poids du produit 0.002 kg
Poids du carton 9.07 kg
Code EAN de la boîte 4038917378505
Code EAN du carton
d'emballage 4038917378499

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2023-05-28

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT