




Spécification de produit
Pipette de transfert, 2 ml, (L x l) : 154 x 11 mm,
LD-PE, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1176.300
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 2 ml, (L x l) : 154 x 11 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 35 µl - 45 µl, 500 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Graduation	non
------------	-----

Dimensions

Volume nominal	2 ml
Largeur du produit	11 mm
Longueur du produit	154 mm
Volume des gouttes	35 µl - 45 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-09-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Pipette de transfert, 2 ml, (L x l) : 154 x 11 mm,
LD-PE, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 5000
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 500
pièces / carton 5000
pièces / pallet 84000
Volume du carton 0.0994 cbm
Poids du produit 0.0015 kg
Poids du carton 8.64 kg
Code EAN de la boîte 4038917378567
Code EAN du carton d'emballage 4038917378550

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-09-19

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT