



Spécification de produit
Pipette de transfert, 1 ml, (L x l) : 87 x 10 mm,
LD-PE, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1179
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 1 ml, (L x l) : 87 x 10 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 30 µl - 45 µl, 750 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
------------	-----

Dimensions

Volume nominal	1 ml
Largeur du produit	10 mm
Longueur du produit	87 mm
Volume des gouttes	30 µl - 45 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
Pipette de transfert, 1 ml, (L x l) : 87 x 10 mm,
LD-PE, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	3000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	750
pièces / carton	3000
pièces / pallet	252000
Profondeur du carton intérieur	261 mm
Largeur du carton intérieur	126 mm
Hauteur du carton intérieur	121 mm
Profondeur du carton	533 mm
Largeur du carton	263 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.0196 cbm
Poids du produit	0.0006 kg
Poids du carton	2.46 kg
Code EAN de la boîte	4038917085632
Code EAN du carton d'emballage	4038917004275

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-07

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT