




Spécification de produit

**Pipette sérologique, avec embout, cotonnée, 2 ml,
stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non
cytotoxique, 1 pièce(s)/blister**

Page 1



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 86.1252.001 |
| Description d'article | Pipette sérologique, avec embout, cotonnée, 2 ml, code couleur : vert, matériau : PS, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister |
| Code NACRES | NB.04 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Étiquette/ Impression | avec graduation imprimée |
| Couleur impression/étiquette | vert/noir |
| Graduation | oui |
| Version | avec embout, cotonnée |
| Volume de travail | 0,2 ml - 2,5 ml |
| Couleur de codage | vert |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-09-07

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**Pipette sérologique, avec embout, cotonnée, 2 ml,
stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non
cytotoxique, 1 pièce(s)/blister**

Page 2

Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Volume nominal | 2 ml |
| Diamètre | 6 mm |
| Longueur du produit | 270 mm |

Matériau et coloris

| | |
|---------------------|------------------|
| Matériau du produit | Polystyrène (PS) |
| Couleur du produit | transparent |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|---|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Label de pureté | stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique |
| Stérilisation | Radiation gamma |
| Apyrogène | oui |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 1000 |
| Type d'emballage intérieur | blister |
| pièces / boîte | 100 |
| pièces / carton | 1000 |
| pièces / pallet | 54000 |
| Profondeur du carton | 420 mm |
| Largeur du carton | 250 mm |
| Hauteur du carton | 290 mm |
| Volume du carton | 0.0323 cbm |
| Poids du produit | 0.0044 kg |
| Poids du carton | 5.03 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917127196 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917021081 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-09-07

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT