




Spécification de produit
Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 5 ml,
stérile, 25 pièce(s)/sachet

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1253.025
Description d'article	Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 5 ml, code couleur : bleu, matériau : PS, stérile, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.04

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	bleu
Graduation	oui
Version	avec embout, ouaté
Volume de travail	5 ml
Couleur de codage	bleu

Dimensions

Diamètre	8 mm
Longueur du produit	340 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	25
pièces / carton	500
pièces / pallet	40500
Profondeur du carton	413 mm
Largeur du carton	250 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0201 cbm
Poids du produit	0.0067 kg
Poids du carton	4.03 kg
Code EAN de la boîte	4038917127257
Code EAN du carton	4038917021111
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

