


Spécification de produit

Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 25 ml, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 86.1685.001

Description d'article Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 25 ml, code

couleur : rouge, matériau : PS, stérile, apyrogène/exempt

d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister

Code NACRES NB.04

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette rouge Graduation oui

Version avec embout, ouaté

Volume de travail 25 ml Couleur de codage rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit

Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 25 ml, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister

Page 2

Dimensions

15 mm Diamètre Longueur du produit 345 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique

Stérilisation Radiation gamma

Apyrogène oui Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 200 Type d'emballage intérieur blister pièces / boite 25 pièces / carton 200 pièces / pallet 10800 Profondeur du carton 420 mm Largeur du carton 250 mm Hauteur du carton 290 mm Volume du carton 0.0303 cbm

3.98 kg Code EAN de la boite 4038917133012 Code EAN du carton 4038917024655

d'emballage

Poids du produit

Poids du carton

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



0.0169 kg