



### **Description d'article**

Numéro de commande	86.1685.020
Description d'article	Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 25 ml, code couleur : rouge, matériau : PS, stérile, 20 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.04

### **Caractéristiques du produit**

Couleur impression/étiquette	rouge
Graduation	oui
Version	avec embout, ouaté
Volume de travail	25 ml
Couleur de codage	rouge

### **Dimensions**

Diamètre	15 mm
Longueur du produit	345 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 25 ml,  
stérile, 20 pièce(s)/sachet**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polystyrène (PS)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Label de pureté stérile  
Stérilisation Radiation gamma  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 200  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 20  
pièces / carton 200  
pièces / pallet 10800  
Profondeur du carton 413 mm  
Largeur du carton 250 mm  
Hauteur du carton 270 mm  
Volume du carton 0.0279 cbm  
Poids du produit 0.0152 kg  
Poids du carton 3.61 kg  
Code EAN de la boîte 4038917133029  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917040785

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-02

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**