




Spécification de produit
Pipette Demeter, sans embout, ouaté, 1,1 ml,
stérile, 25 pièce(s)/sachet

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1686.225
Description d'article	Pipette Demeter, sans embout, ouaté, 1,1 ml, matériau : PS, stérile, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.04

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Version	sans embout, ouaté
Volume de travail	1,1 ml

Dimensions

Diamètre	4 mm
Longueur du produit	270 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-08

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Pipette Demeter, sans embout, ouaté, 1,1 ml,
stérile, 25 pièce(s)/sachet

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	25
pièces / carton	1000
pièces / pallet	108000
Profondeur du carton	413 mm
Largeur du carton	250 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0.0155 cbm
Poids du produit	0.0034 kg
Poids du carton	4.04 kg
Code EAN de la boîte	4038917133050
Code EAN du carton d'emballage	4038917024679

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-08

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT