




Spécification de produit
**Pipette sérologique, sans embout, ouaté, 10 ml,
stérile, 10 pièce(s)/sachet**

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1688.010
Description d'article	Pipette sérologique, sans embout, ouaté, 10 ml, matériau : PS, stérile, 10 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.04

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Version	sans embout, ouaté
Volume de travail	10 ml

Dimensions

Diamètre	10 mm
Longueur du produit	335 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	10
pièces / carton	500
pièces / pallet	27000
Profondeur du carton	413 mm
Largeur du carton	250 mm
Hauteur du carton	270 mm
Volume du carton	0.0279 cbm
Poids du produit	0.0085 kg
Poids du carton	4.97 kg
Code EAN de la boîte	4038917133081
Code EAN du carton d'emballage	4038917024693

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

