



### **Description d'article**

Numéro de commande	70.1183.001
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 5 ml, transparent, bagues de niveau de remplissage, compatible avec Gilson, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.02

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Compatible avec	Gilson
Volume de travail	5 ml
Filtre	non
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Pointe de pipette, 5 ml, transparent, 250**  
**pièce(s)/sachet**

**Page 2**

**Dimensions**

Volume max. 5 ml  
Longueur du produit 123 mm

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 2500  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 250  
pièces / carton 2500  
pièces / pallet 25000  
Profondeur du carton 298 mm  
Largeur du carton 464 mm  
Hauteur du carton 698 mm  
Volume du carton 0.0966 cbm  
Poids du produit 0.0026 kg  
Poids du carton 7.3 kg  
Code EAN de la boîte 4038917126441  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917574587

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-04-25

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**