



Description d'article

Numéro de commande	70.1183.001
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 5 ml, transparent, bagues de niveau de remplissage, compatible avec Gilson, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	Gilson
Volume de travail	5 ml
Filtre	non
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

Volume max.	5 ml
Longueur du produit	123 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Produit conforme à DDM ou à DIV	Aucun dispositif médical DIV
Numéro de lot ou de série	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	2500
pièces / pallet	25000
Volume du carton	0,0737 cbm
Poids du produit	0,0026 kg
Poids du carton	7,3 kg
Code EAN de la boîte	4038917126441
Code EAN du carton d'emballage	4038917080446

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

