




Description d'article

Numéro de commande	70.1183.102
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 5 ml, transparent, bagues de niveau de remplissage, compatible avec Eppendorf, 50 pièce(s)/boîte
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	Eppendorf
Volume de travail	5 ml
Filtre	non
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	5 ml
Longueur du produit	123 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	boîte
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	16500
Profondeur du carton	165 mm
Largeur du carton	311 mm
Hauteur du carton	610 mm
Volume du carton	0.0313 cbm
Poids du produit	0.0065 kg
Poids du carton	3.7 kg
Code EAN de la boîte	4038917126472
Code EAN du carton d'emballage	4038917080477

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

