



### Description d'article

Numéro de commande	70.1186.100
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 1 250 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/boîte
Code NACRES	NB.02

### Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires
Volume de travail	1.250 µl
Filtre	non
Couleur de codage	bleu
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume max. 1250 µl  
Longueur du produit 103 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 3840  
Type d'emballage intérieur boîte  
pièces / boîte 96  
pièces / carton 3840  
pièces / pallet 46080  
Profondeur du carton 264 mm  
Largeur du carton 475 mm  
Hauteur du carton 500 mm  
Volume du carton 0.0627 cbm  
Poids du produit 0.0022 kg  
Poids du carton 9.05 kg  
Code EAN de la boîte 4038917126489  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917080347

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

