




Description d'article

Numéro de commande	70.1186.410
Description d'article	Pointe avec filtre, volume de travail : 1 250 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, PCR Performance Tested, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires, 384 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires
Volume de travail	1.250 µl
Filtre	oui
Couleur de codage	bleu

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	1250 µl
Longueur du produit	103 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériau du filtre	Polyéthylène (PE)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	3840
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	384
pièces / carton	3840
pièces / pallet	134400
Profondeur du carton	343 mm
Largeur du carton	248 mm
Hauteur du carton	438 mm
Volume du carton	0.0373 cbm
Poids du produit	0.0011 kg
Poids du carton	4.82 kg
Code EAN de la boîte	4038917126502
Code EAN du carton d'emballage	4038917080361

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

