



Description d'article

Numéro de commande	70.1187.002
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 10 ml, bleu, bagues de niveau de remplissage, compatible avec Sarpette® M, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	Sarpette® M
Volume de travail	10 ml
Filtre	non
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Volume max.	10 ml
Longueur du produit	144 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit bleu

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 100
pièces / carton 1000
pièces / pallet 20000
Profondeur du carton 457 mm
Largeur du carton 381 mm
Hauteur du carton 269 mm
Volume du carton 0.0468 cbm
Poids du produit 0.0048 kg
Poids du carton 5.4 kg
Code EAN de la boîte 4038917951531
Code EAN du carton d'emballage 4038917951548

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

