



### **Description d'article**

Numéro de commande	70.1187.102
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 10 ml, bleu, bagues de niveau de remplissage, compatible avec Sarpette® M, 25 pièce(s)/boîte

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Compatible avec	Sarpette® M
Volume de travail	10 ml
Filtre	non
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

### **Dimensions**

Volume max.	10 ml
Longueur du produit	144 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit bleu

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 250  
Type d'emballage intérieur boîte  
pièces / boîte 25  
pièces / carton 250  
pièces / pallet 7500  
Profondeur du carton 603 mm  
Largeur du carton 303 mm  
Hauteur du carton 152 mm  
Volume du carton 0.0278 cbm  
Poids du produit 0.0128 kg  
Poids du carton 3.6 kg  
Code EAN de la boîte 4038917951494  
Code EAN du carton d'emballage 4038917951500

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

