



Description d'article

Numéro de commande	70.1190.100
Description d'article	Pointe de pipette de chargement de gel, volume de travail : 200 µl, transparent, compatible avec les pipettes les plus courantes, 96 pièce(s)/boîte
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Exemple d'utilisation	Chargeur de gel
Compatible avec	les pipettes les plus courantes
Volume de travail	200 µl
Filtre	non
Couleur de codage	jaune
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Dimensions

Volume max.	200 µl
Longueur du produit	67 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	960
Type d'emballage intérieur	boîte
pièces / boîte	96
pièces / carton	960
pièces / pallet	103680
Profondeur du carton	475 mm
Largeur du carton	255 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0121 cbm
Poids du produit	0.0015 kg
Poids du carton	1.73 kg
Code EAN de la boîte	4038917344593
Code EAN du carton d'emballage	4038917344586

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

