



## **Description d'article**

Numéro de commande	70.1193.151
Description d'article	Pointe avec filtre, volume de travail : 1 000 µl, noir, compatible avec application sur des dispositifs SARSTEDT IVARO AP, 480 pièce(s)/blister

## **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	application sur des dispositifs SARSTEDT IVARO AP
Volume de travail	1.000 µl
Filtre	oui

## **Dimensions**

Volume max.	1000 µl
-------------	---------

## **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	noir

## **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

## **Conditionnement**

Minimum order qty.	3840
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	480
pièces / carton	3840
pièces / pallet	61440
Profondeur du carton	500 mm
Largeur du carton	335 mm
Hauteur du carton	200 mm
Volume du carton	0.0754 cbm
Poids du produit	0.002 kg
Poids du carton	7.95 kg
Code EAN de la boîte	4038917913447
Code EAN du carton d'emballage	4038917913454

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

