




## **Description d'article**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 70.3010.100                                                                                                                                                                                                                                     |
| Description d'article | Pointe de pipette, volume de travail : 10 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, PCR Performance Tested, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette et Brand et modèles similaires, 480 pièce(s)/StackPack |

## **Caractéristiques du produit**

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Graduation        | oui                                                                                 |
| Compatible avec   | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette et Brand et modèles similaires |
| Volume de travail | 10 µl                                                                               |
| Filtre            | non                                                                                 |
| Couleur de codage | gris                                                                                |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## **Dimensions**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Volume max.         | 10 µl |
| Longueur du produit | 31 mm |

## **Matériau et coloris**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit  | transparent        |

## **Pureté et certification**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE          | CE                      |
| Label de pureté      | PCR Performance Tested  |
| Alloti               | oui                     |

## **Conditionnement**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 1920          |
| Type d'emballage intérieur     | StackPack     |
| pièces / boîte                 | 1920          |
| pièces / carton                | 1920          |
| pièces / pallet                | 307200        |
| Profondeur du carton           | 290 mm        |
| Largeur du carton              | 143 mm        |
| Hauteur du carton              | 225 mm        |
| Volume du carton               | 0.0093 cbm    |
| Poids du produit               | 0.0004 kg     |
| Poids du carton                | 1.69 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917894432 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917894425 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

