




### Description d'article

|                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 70.3010.355                                                                                                                                                                                                                                 |
| Description d'article | Pointe avec filtre, volume de travail : 10 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, Biosphere® plus, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette et Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/SingleRefill |

### Caractéristiques du produit

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Graduation        | oui                                                                                 |
| Compatible avec   | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette et Brand et modèles similaires |
| Volume de travail | 10 µl                                                                               |
| Filtre            | oui                                                                                 |
| Couleur de codage | gris                                                                                |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## **Dimensions**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Volume max.         | 10 µl |
| Longueur du produit | 31 mm |

## **Matériau et coloris**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit  | transparent        |
| Matériau du filtre  | Polyéthylène (PE)  |

## **Pureté et certification**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE          | CE                      |
| Label de pureté      | Biosphere® plus         |
| Stérilisation        | Stérilisation au gaz    |
| Alloti               | oui                     |

## **Conditionnement**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 1920          |
| Type d'emballage intérieur     | SingleRefill  |
| pièces / boîte                 | 480           |
| pièces / carton                | 1920          |
| pièces / pallet                | 115200        |
| Profondeur du carton intérieur | 291 mm        |
| Largeur du carton intérieur    | 105 mm        |
| Hauteur du carton intérieur    | 148 mm        |
| Profondeur du carton           | 437 mm        |
| Largeur du carton              | 307 mm        |
| Hauteur du carton              | 170 mm        |
| Volume du carton               | 0.0228 cbm    |
| Poids du produit               | 0.0006 kg     |
| Poids du carton                | 5.16 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917894838 |
| Code EAN du carton             | 4038917894845 |
| d'emballage                    |               |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

