



### **Description d'article**

Numéro de commande	70.3020.255
Description d'article	Pointe avec filtre, volume de travail : 20 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, Biosphere® plus, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette et Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/boîte

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette et Brand et modèles similaires
Volume de travail	20 µl
Filtre	oui
Couleur de codage	gris

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



### **Dimensions**

Volume max.	20 µl
Longueur du produit	46 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériau du filtre	Polyéthylène (PE)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Agent de diagnostic in vitro (IVD)
Certifié CE	CE - Autodéclaration du fabricant
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1920
Type d'emballage intérieur	boîte
pièces / boîte	480
pièces / carton	1920
pièces / pallet	96000
Profondeur du carton intérieur	330 mm
Largeur du carton intérieur	111 mm
Hauteur du carton intérieur	148 mm
Profondeur du carton	348 mm
Largeur du carton	325 mm
Hauteur du carton	245 mm
Volume du carton	0.0277 cbm
Poids du produit	0.0009 kg
Poids du carton	2.84 kg
Code EAN de la boîte	4038917894067
Code EAN du carton d'emballage	4038917894074

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

